













Waarom Sil-a-Copy?

-  Het meestgebruikte afdrukmetaal onder tandprothetici
-  Voor dé perfecte afdruk
-  Zonder smaakstoffen dus minder speekselvorming
-  Superhydrofiel dus geen invloed van speeksel
-  Thyxotroop -> zeer vloeïend
-  Hoogviscoos -> vormvast

	Toepassing	Mengtips	Normal ca. 4min	Fast ca. 2min	X-fast ca 1.5min	Tubes normal ca. 4min	Pentamix 380 ca. 3min
	Relining		✓	✓	✓	✓	
	Bovenkaak dubbele mengtechniek i.c.m. Light		✓	✓	✓	✓	✓
	Onderkaak dubbele mengtechniek i.c.m. Light		✓	✓	✓	✓	✓
	Randopbouw en kroon- en brugwerk		✓	✓	✓	✓	
	Implantaat- gedragen protheses		✓ ca. 3min				
	Beetregistratie		✓ ca. 1min				